

## Подкладной круг под копчик из ткани

### Техническое задание

Классический подкладной круг от пролежней на копчике, выполненный из хлопковой ткани. Снабжен съемной непромокаемой воздухопроницаемой наволочкой.

Отверстие посередине подкладного круга позволяет разместить пациента так, чтобы проблемный участок кожи (крестец, копчик) не соприкасался с кроватью и находился в "повешенном состоянии". За счет этого полностью снимается давление с поврежденного участка и нормализуется приток крови к тканям.

#### 1. На вес пациента до 70 кг:

№ п/п	Технические характеристики	Величина параметра
1.1.	Предназначен для уменьшения постоянного давления на зону крестца, копчика и основания спины в ходе профилактики и лечения пролежней, опрелостей и других заболеваний кожи аналогичного генезиса	соответствие
1.2.	диаметр внешний /не менее/ диаметр внутреннего отверстия /не менее/ высота /не менее/	420 мм 150 мм 50 мм
1.3.	Наполнитель	гранулы пенополистирола диаметром 3-5 мм
1.4.	Съемная наволочка из мембранной (водонепроницаемой, воздухопроницаемой) ткани	соответствие

#### 2. На вес пациента от 70 до 150 кг:

№ п/п	Технические характеристики	Величина параметра
1.1.	Предназначен для уменьшения постоянного давления на зону крестца, копчика и основания спины в ходе профилактики и лечения пролежней, опрелостей и других заболеваний кожи аналогичного генезиса	соответствие
1.2.	диаметр внешний /не менее/ диаметр внутреннего отверстия /не менее/ высота /не менее/	450 мм 150 мм 60 мм
1.3.	Наполнитель	холофайбер
1.4.	Съемная наволочка из мембранной (водонепроницаемой, воздухопроницаемой) ткани	соответствие

