

## Фиксирующая варежка

### Техническое задание

Фиксирующая варежка предназначена для пациентов, которые снимают подгузники, расчесывают пролежни, могут препятствовать лечению, выдергивая капельницу или катетер, склонны к самоагрессии.

Варежка сконструирована таким образом, чтобы надежно и безболезненно защитить пациента от неосознанного причинения вреда самому себе. Варежка не ограничивает движения пальцев внутри и не препятствует циркуляции крови в кистях рук. Верхняя и нижняя ее части содержат шарики пенополистирола. Использование такого наполнителя несет в себе дополнительный успокаивающий эффект – пациент может их неограниченно сжимать и перекатывать.

№ п/п	Технические характеристики	Величина параметра
1.1.	Предназначена для ограничения кистей рук пациента от активных действий, в том числе движений захвата	соответствие
1.2.	Размеры: длина ширина толщина ширина стропы диапазон обхвата запястья длина свободного конца стропы	330 мм от 140 до 180 мм 50 мм 30 мм от 170 до 280 мм не менее 250 мм
1.3.	Состав: материал чехла наполнитель	хлопок 100% гранулы пенополистирола
1.4.	Изображение: 	соответствие